

## Sortiment röstförstärkare

Samtliga produkter är medicintekniska och klassificerade enligt MDR om inte annat anges.

### Röstförstärkare

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Namn:</b> | <b>Röstförstärkare MMT-4</b>  |
| HMV art nr:  | 19915   |
| Leverantör:  | Xena medical <a href="http://www.xenamedical.se">www.xenamedical.se</a>   |
| Storlek:     | Mått: 25 x 70 x 117 mm<br>Vikt: 173 gram  |
| Beskrivning: | Röstförstärkare som personen bär med sig. Utrustningen består av talförstärkare, nackbygel, laddare samt förlängningsladd till mikrofonen. Talförstärkaren är försedd med ett clips och kan bäras i byx-/kjollinningen, fästas i en blus-/skjortficka eller bäras i en rem runt halsen. Nackbygeln som väger 13 gram är diskret och justerbar. Mikrofonarmen är flexibel. |
|              | Användningstid: cirka 8 timmar<br>Laddningstid: 10–12 timmar<br>Maximum uteffekt: 2 W   |
| Övrigt:      | <a href="#">Konsumentprodukt</a> (Läs mer på vår hemsida)   |



|              |  |
|--------------|--|
| <b>Namn:</b> | <b>Pico voicebox 18</b>  |
| HMV art.nr:  | 43478  |
| Leverantör:  | Picomed <a href="http://www.picomed.se">www.picomed.se</a>   |
| Storlek:     | Mått: 45 x 96 x 120 mm<br>Vikt: 395 g + headset  |
| Beskrivning: | Lite större röstförstärkare i jämförelse med MMT-4. Extra klart ljud. Förstärkaren bärs på kroppen via halsrem. Av/på samt volym regleras på mindre tryckknappar som ska hållas in några sekunder. Stöttålig och regnsäker. Levereras med svart trådbundet headset, laddare, bärrem och väska. |
|              | Användningstid: 10–12 timmar<br>Uppladdningstid: 3–5 timmar<br>Taltid: 10–12 h<br>Max uteffekt: 18 W   |
| Övrigt:      | <a href="#">Konsumentprodukt</a> (Läs mer på vår hemsida)  |



## Sortiment röstförstärkare

**Namn:** Strongvoice 18 wireless

HMV art nr: 40063

Leverantör: Strongvoice [www.strongvoice.se](http://www.strongvoice.se)

Storlek: Mått: 98 x 88 x 43 mm  
Vikt: 218 gram

**Beskrivning:** Röstförstärkare med trådlöst headset. Överföringen sker via bluetooth. Förstärkardelen kan bäras runt halsen eller ställas fristående. Genom att placera förstärkaren hos samtalspartnern minskar risken för rundgång.

Observera att både headsetet och förstärkaren måste laddas och att utrustningen har inställningsknappar som inte ska användas vid dagligt bruk.

Användningstid: 12–14 timmar

Laddningstid: 4–5 timmar

Räckvidd: cirka 1 500 kvadratmeter (öppen yta)

Maximum uteffekt: 18 W

**Övrigt:** Räckvidd trådlöst headset från enhet: cirka 20 meter beroende på yta

[Konsumentprodukt](#) (Läs mer på vår hemsida)

Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



## Röstgenerator

**Namn:** TruTone Röstgenerator

HMV art.nr: 40867

Leverantör: Atos Medical [www.atosmedical.se](http://www.atosmedical.se)

**Beskrivning:** TruTone är en röstgenerator som kan hjälpa den som mist sin röst till följd av operation av struphuvudet att göra sig hörd igen. Den kan också användas av patienter som upplever en temporär röstförsämring eller måste vila rösten efter en exempelvis tracheotomi eller är kopplade till en respirator. Levereras med batteri, laddningsladd och extra skruvlock.

