

## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp.

#### Big Red med Twist

HMV-art.nr. 16141

Leverantör: RehabCenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Storlek: Diameter 12 cm, H 2 cm  
(bottenplatta diameter 16 cm)

Beskrivning: Stor tryckyta. Bottenplattan går inte att skruva lös.  
1,65 m kabel  
Levereras med fyra utbytbara lock i färgerna rött, gult, blått och grönt.



#### OMK Buddy Button

HMV-art.nr. 16134

Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Storlek: Diameter 6,3 cm

Beskrivning: Röd manöverkontakt med mellanstor tryckyta.  
Monteras med skruv eller med kardborre.



#### Jelly Bean med Twist

HMV-art.nr. 16136

Leverantör: Rehabcenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Storlek: Diameter 6 cm, H 2 cm  
(bottenplatta diameter 8 cm)

Beskrivning: Mellanstor tryckyta. Bottenplattan går inte att skruva lös. 1,65 m kabel.  
Levereras med fyra utbytbara lock i färgerna rött, gult, blått och grönt.



#### Manöverkontakt Stealth – Utgående produkt

HMV-art.nr. 39751 Svart

39783 Röd

Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Storlek: 7,3 x 4,2 cm

Beskrivning: Äggformad, vattenavvisande och tålig manöverkontakt. Passar bra för placering vid t.ex. tinningen och/eller huvudet p.g.a. sin form. Lämplig för montering på utomhusrullstol.



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp.

#### Specs

HMV-art.nr.	16144	Röd
	16145	Gul
	16146	Blå
	16147	Grön
	16148	Svart
Leverantör:	Rehabcenter	<a href="http://www.rehabcenter.se">www.rehabcenter.se</a>
Storlek:	Diameter 3,2 cm, H 1,8 cm (bottenplatta diameter 5 cm)	
Beskrivning:	Liten tryckyta. Går att skruva bort bottenplattan. Medföljer kardborreband för att t.ex. fästas på hand. 1,65 m kabel	



#### Pikobutton 50

HMV-art.nr.	19187
Leverantör:	Abilia <a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a>
Storlek:	Diameter 5 cm, H 1,7 cm
Beskrivning:	Mellanstor tryckyta utan bottenplatta. Går att skruva fast på miniarm.



#### Pikobutton 30

HMV-art.nr.	19186
Leverantör:	Abilia <a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a>
Storlek:	Diameter 3 cm, H 1,3 cm
Beskrivning:	Liten tryckyta utan bottenplatta. Går att skruva fast på miniarm.



#### Pikobutton 30, vattentålig

HMV-art.nr.	38362	Blå
	38363	Svart
Leverantör:	Abilia	<a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a>
Storlek:	Diameter 3 cm, H 1,3 cm	
Beskrivning:	En lätttryckt och tålig manöverkontakt. Vattentåligt utförande för användning i fuktig miljö. Går att skruva fast på miniarm.	



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp.

#### Hand-/fingerkontakt, Lolly – **utgående produkt**

HMV-art.nr. 22595 Röd  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 9,5 x 4 x 1 cm  
Beskrivning: Lättryckt, låg hand-/fingerkontakt.



#### MicroLight

HMV-art.nr. 16133  
Leverantör: RehabCenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
Storlek: (LxBxH) 4,5 cm x 1,3 cm x 2 cm  
Beskrivning: Nätt manöverkontakt, speciellt utformad för brukare med liten rörelseförmåga och muskelkraft. Reagerar vid extremt lätt tryck.



#### Click Switch

HMV-art.nr. 16108  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek: (LxBxH) 6 cm x 3,5 cm x 1 cm  
Beskrivning: Liten manöverkontakt som passar bra att hålla i handen. Justerbar tryckkänslighet



#### Trigger Grå

HMV-art.nr. 18337  
Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)  
Storlek: (LxBxH) 2,3 cm x 2,3 cm x 0,6 cm  
Beskrivning: Liten manöverkontakt med sarg som gör att man kan lägga handen/fingret över utan att den aktiveras. Levereras med klisterlappar i fem färger.



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp.

#### Manöverkontakt Mini Cup

HMV-art.nr. 20319  
Leverantör: Rehab Center [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
Storlek: 2,5 x 0,9 cm  
Beskrivning: Liten, låg och lätttryckt manöverkontakt som passar vid anpassning av elrullstol. Levereras med klisterdekal i 5 färger.



#### Twister kontakt på fot svart

HMV-art.nr. 39665  
Leverantör: Picomed [www.picomed.se](http://www.picomed.se)  
Storlek: Diameter 1,5 cm, höjd 1,7 cm  
Bottenplatta diameter 3 cm  
Beskrivning: Liten tålig och lätttryckt manöverkontakt. Lämplig för montering i trånga utrymmen t.ex. på manöverboxen på en eldriven rullstol. Monteringskruvar medföljer.



#### Hand/fingerkontakt CM-1

HMV-art.nr. 16099  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek (LxBxH): 9 x 7 x 2,5 cm  
Beskrivning: Robust manöverkontakt som kan manövreras med hand eller fot



#### Kontakt Jelly Beamer Twist

HMV-art.nr. 23181  
Leverantör: Frölunda data [www.frolundadata.se](http://www.frolundadata.se)  
Storlek: Diameter bottenplatta 16 cm  
Beskrivning: Trådlös manöverkontakt bestående av sändare och mottagare. 10 meter räckvidd.



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp om det inte anges att den är trådlös.

#### Manöverkontakt fingerbutton

HMV-art.nr. 22176  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Storlek(LxB): 4,5 x 3 cm  
Beskrivning: Mycket lätttryckt manöverkontakt som fästs runt fingret med kardborreband.



#### String Switch

HMV-art.nr. 19555  
Leverantör: RehabCenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
Beskrivning: Manöverkontakt för personer med begränsad hand-och fingerfunktion, liten kraft och liten räckvidd behövs.  
Aktiveras med en lätt dragning i snöret i valfri riktning.



#### Ljudstyrd Manöverkontakt – utgående produkt

HMV art.nr. 42722  
Leverantör: Abilia [www.abilia.se](http://www.abilia.se)  
Beskrivning: Ljudstyrd Manöverkontakt gör det möjligt att aktivera en inkopplad utrustning med hjälp av rösten.  
Vanligaste användningsområdet är uppmärksamhetssignal.  
Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Manöverkontakter

Samtliga manöverkontakter levereras med kabel och 3,5 mm telepropp.

#### Kontakt ping pong

HMV-art.nr. 20307  
Leverantör: Knop Rehatek [www.knop.se](http://www.knop.se)  
Storlek: Diameter 4,5 cm  
Beskrivning: Lätt tryckt manöverkontakt monterad på en böjbar arm (52 cm lång exklusive ping-pong-kontakt).  
Kan bland annat användas som huvudkontakt, t.ex. för larm i säng.



#### Blåskontakt PU-101

HMV-art.nr. 39782  
Leverantör: Knop Rehatek [www.knop.se](http://www.knop.se)  
Storlek: Diameter 4 cm  
Beskrivning: Inställningsbar blåskontakt monterad på en böjbar arm (48 cm lång exklusive PUH kontakt).



#### Kontakt sug- och blås, Origin

HMV-art.nr. 18974 Kompletterat inklusive headset  
Leverantör: RehabCenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
Beskrivning: Sug- och blåskontakt monterad på headset som t.ex. kan användas i kombination med huvudmus.



#### Bordsmonterad sug- och blåskontakt, Origin

HMV-art.nr. 35542  
Leverantör: RehabCenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)  
Storlek: Munstycke 3,5 cm i diameter, arm 65 cm  
Beskrivning: Sug och blåskontakt med bordsstativ/arm, inbyggd slang samt löstagbart filter.



## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Monteringsarmar

#### Monteringsarm, Miniarm

HMV-art.nr.	32649	
Tillbehör	33806	Förlängare miniarm, 20 cm
Leverantör:	Abilia	<a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a>
Storlek:	Total längd 40 cm	
Beskrivning:	Smidig och flexibel arm som passar för montering av IR-sändare och Pikobutton manöverkontakter. Låsvred på 22 cm höjd som låser alla leder. Bords/rörtvingen passar till 15-40 mm rör eller bordsskiva.	



#### Monteringslösning för surfplatta, smartphone eller manöverkontakt (Monteringsarm Manfrotto magic arm)

HMV-art.nr.	39996	
Leverantör:	Frolunda data	<a href="http://www.frolundadata.se">www.frolundadata.se</a>
Storlek:	Armen är upp till 50 cm lång.	
Beskrivning:	Arm samt hållare för montering av surfplatta, smartphone eller manöverkontakt. Det finns olika hållare för olika modeller av surfplatta, smartphone och manöverkontakt.	

Vid beställning anges i fältet *Övrig information* i webSesam vilken manöverkontakt eller modell av surfplatta/smartphone som ska fästas, samt eventuellt fodral.

Montering ska ske på bord eller liknande, som står stabilt, viktigt med riskbedömning.

Vid montering på annat hjälpmedel kontakta konsulent.



Exempel på hållare

## Sortiment manöverkontakter och monteringsarmar

### Monteringsarmar (forts.)

#### Golvstativ Rehadapt Floorstand telelock

t.nr.	44166
Leverantör:	Tobii dynavox <a href="http://www.tobiidynavox.se">www.tobiidynavox.se</a>
Storlek:	Lägsta höjd: 68 cm, högsta höjd: 208 cm
Beskrivning:	Ett fristående stativ för samtalsapparater. Pneumatisk höj och sänkfunktion. Stativet kräver motsvarande fäste på samtalsapparaten. Levereras med rehadapt snabbfäste. Lätt i vikt. Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



#### Daessy bordsstativ

HMV-art.nr.	32323
Leverantör:	RehabCenter <a href="http://www.rehabcenter.se">www.rehabcenter.se</a>
Storlek: BxD	36 x 29 cm
Beskrivning:	Bordsstativet består av en bas och ett U-format rör som håller snabbfästet för samtalsapparaten på plats. Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



#### Daessy ROMH-32 golvstativ, hög modell

HMV-art.nr.	32425
Leverantör:	RehabCenter <a href="http://www.rehabcenter.se">www.rehabcenter.se</a>
Storlek:	Lägsta höjd: 95 cm, högsta höjd 145 cm
Beskrivning:	Ett fristående stativ för samtalsapparater och bärbara datorer. Hög modell som är lämplig att användas till exempel tillsammans med höj-/sänkbara sängar. Golvstativet levereras med DAESSY snabbfäste. Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.



#### Daessy ROM-32 golvstativ, låg modell

HMV-art.nr.	34147
Leverantör:	RehabCenter <a href="http://www.rehabcenter.se">www.rehabcenter.se</a>
Storlek:	Lägsta höjd: 76 cm, högsta höjd: 110 cm
Beskrivning:	Ett fristående stativ för samtalsapparater. Låg modell. Golvstativet levereras med DAESSY snabbfäste. Kontakta hjälpmedelskonsulent vid förskrivning.

