

Sortiment tillbehör till privat säng

Ställbart ryggstöd, manuellt reglerbart

Sängryggstöd Merryback

HMV art.nr: 14854
Leverantör: Sanicare Hjälpmedel [/www.swereco.com/](http://www.swereco.com/)
AB
Storlek: Bredd: 78 cm
Längd: 70 cm
Beskrivning: Ställbart 0–70° i nio fasta lägen



Ställbart ryggstöd, elektriskt reglerbart

Sängryggstöd 85 cm 220V, Bedco, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 14855
Leverantör: Invacare www.invacare.se
Storlek: Bredd: 85 cm
Yttermått: 106 cm
Längd: 80 cm
Beskrivning: Vikt: 10 kg. Liggytan är av canvastyg. Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.
Ryggvinkel: 2–70°
Max användarvikt: 135 kg
Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 85 cm 24V, Bedco, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 34848
Leverantör: Invacare www.invacare.se
Storlek: Bredd: 85 cm
Yttermått: 106 cm
Längd: 80 cm
Beskrivning: Vikt: 10 kg. Liggytan är av canvastyg.
Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.
Ryggvinkel: 2–70°
Max användarvikt: 135 kg
Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sortiment tillbehör till privat säng

Sängryggstöd 90 cm 24V, COMFORTABEL, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 40414

Leverantör: Comfort System www.comfortsystem.se

Storlek: Bredd: 90 cm Längd: 75 cm

Beskrivning: Vikt: 10 kg. Liggytan är av bomullstyg. Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida. Ryggvinkel: 0–70°. Max användarvikt: 145 kg

Tillbehör: **Sittlås** HMV art.nr: 40446

Sittlåset utnyttjar brukarens tyngd för fixering av sängryggstödet. Speciellt användbart då det saknas ett naturligt stopp för sängryggstödet i sängens huvudända.

Stöd- & vändhandtag HMV art.nr: 40447

Övrigt: Passar endast Comfortabel sängryggstöd.



Sängryggstöd 80–90 cm 24V, Sterner, centralplacerad motor

HMV art.nr: 14860

Leverantör: Sterners Specialfabrik www.sterners.se

Storlek: Bredd: 78 cm Längd: 78 cm

Beskrivning: Vikt: 14 kg. Liggytan är av ABS-plast. Centralplacerad motor. Ryggvinkel: 6–70°. Max användarvikt: 150 kg

Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 80–90 cm 24V, Caretec, centralplacerad motor

HMV art.nr: 43922

Leverantör: Caretec AB www.caretec.se

Storlek: Bredd: 84 cm Längd: 77 cm

Beskrivning: Vikt: 9,5 kg. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–71°. Max användarvikt: 145 kg.



Sortiment tillbehör till privat säng

Sängryggstöd 105 cm 220V, Bedco, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 14856

Leverantör: Invacare www.invacare.se

Storlek: Bredd: 105 cm
Yttermått: 125 cm
Längd: 80 cm

Beskrivning: Vikt: 10,5 kg. Liggytan är av canvastyg.
Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.
Ryggvinkel: 2–70°. Max användarvikt: 135 kg

Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 105 cm 24V, Proton, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 34427

Leverantör: Proton Caretec www.proton.se

Storlek: Bredd: 105 cm, Yttermått: 129 cm, Längd: 78 cm

Beskrivning: Vikt: 13 kg. Liggytan är av polyestertyg.
Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.
Ryggvinkel: 0–70°. Max användarvikt: 145 kg.

Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 105 cm 24V, COMFORTABEL, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 40385

Leverantör: Comfort System www.comfortsystem.se

Storlek: Bredd: 105 cm, Längd: 75 cm

Beskrivning: Vikt: 13 kg. Liggytan är av bomullstyg. Sidoplacerad motor. Ange vid beställning om motorn ska placeras på höger eller vänster sida.
Ryggvinkel: 0–70°. Max användarvikt: 145 kg.

Tillbehör: Sittlås samt stöd- och vändhandtag:
Se "Sängryggstöd 90 cm 24V, COMFORTABEL, sidoplacerad motor".



Sängryggstöd 105 cm 24V, Sterner, centralplacerad motor

HMV art.nr: 21142

Leverantör: Sterners Specialfabrik www.sterners.se

Storlek: Bredd: 105 cm, Längd: 78 cm

Beskrivning: Vikt: 15 kg. Liggytan i ABS-plast. Centralplacerad motor. Ryggvinkel 6–70°. Max användarvikt: 150 kg.

Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sortiment tillbehör till privat säng

Sängryggstöd 105 cm 24V, Caretec, centralplacerad motor

HMV art.nr: 43923
Leverantör: Caretec AB www.caretec.se
Storlek: Bredd 107 cm, Längd 78 cm
Beskrivning: Vikt: 10,5 kg. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen.
Ryggvinkel 2–74°. Max användarvikt: 145 kg.
Övrigt: Motorskydd ingår ej.



Sängryggstöd 120 cm 220V, Bedco, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 14857
Leverantör: Invacare www.invacare.se
Storlek: Bredd: 120 cm, Ytermått: 152 cm, Längd: 80 cm
Beskrivning: Vikt: 13 kg. Liggytan är av canvastyg.
Två sidoplacerade motorer, en på varje sida.
Ryggvinkel: 2–70°. Max användarvikt: 150 kg.
Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 120 cm 24V, Bedco, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 34849
Leverantör: Invacare www.invacare.se
Storlek: Bredd: 120 cm, Ytermått: 152 cm, Längd: 80 cm
Beskrivning: Vikt: 13 kg. Liggytan är av canvastyg.
Två sidoplacerade motorer, en på varje sida.
Ryggvinkel: 2–70°. Max användarvikt: 150 kg.
Övrigt: Utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.



Sängryggstöd 120 cm 24V, COMFORTABEL, sidoplacerad motor

HMV art.nr: 40384
Leverantör: Comfort System www.comfortsystem.se
Storlek: Bredd: 120 cm
Längd: 75 cm
Beskrivning: Vikt: 17 kg. Liggytan är av bomullstyg.
Två sidoplacerade motorer, en på varje sida
Ryggvinkel 0–70°. Max användarvikt: 145 kg
Tillbehör: Sittlås, samt stöd- och vändhandtag:
Se "Sängryggstöd 90 cm 24V, COMFORTABEL, sidoplacerad motor"



Sortiment tillbehör till privat säng

Sängryggstöd 120 cm 24V, Caretec, centralplacerad motor


HMV art.nr: 43924

Leverantör: Caretec AB www.caretec.se

Storlek: Bredd: 122 cm Längd: 78 cm

Beskrivning: Vikt: 12.5 kg. Liggytan är avtagbart tygöverdrag i polyamidtyg med silikonbeläggning. Motorn är placerad innanför ryggstödsramen. Ryggvinkel 2–71°. Max användarvikt: 210 kg.

Övrigt: Motorskydd ingår ej.



Tillbehör ställbart ryggstöd, elektriskt reglerbart

Extra spännband för montering på dubbelsäng

HMV art.nr: 40982

Leverantör: Comfort System www.comfortsystem.se

Beskrivning: Längd: 350cm

Övriga tillbehör

Fristående lyftbåge

HMV art.nr: 34244

Leverantör: Human Care www.humancare.se

Beskrivning: Benens/fötternas höjd är 7 cm
Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104–140 cm. Vikt: 12 kg.
För maxlast se leverantörens bruksanvisning.



Uppresningsstöd Eva

HMV art.nr: 43495 Komplet standard, 85 cm

43496 Komplet hög, 97 cm

Leverantör: Karo Pharma www.swereco.se

Storlek: Golvplattans bredd: 35 cm, Bygelns bredd: 33 cm
Total höjd: 85 cm alt. 97 cm

Beskrivning: Fristående uppresningsstöd som inte fordrar ingrepp i sängen. Utrymmet under sängen bör inte vara mindre än 6 cm och fästet klarar sängreglar upp till 6 cm breda. Bygelns höjd över madrassen bör vara 22 cm. Det höga stödet används då sängen har en hög madrass, t.ex. kontinentalsäng.
Produkten bör inte användas till säng med medar eller dävertar. Vid behov av förhöjningsklossar, läs leverantörens bruksanvisning innan användning.
Max användarvikt: 150 kg.

