

Information om PCR-analys av CMV, EBV och BKV

Klinisk mikrobiologi kommer från och med 2024-03-18 att byta analysmetod för påvisande av CMV-, EBV- och BKV-DNA med PCR. Kvantifiering sker för plasma och serum för CMV/EBV/BKV samt även urin för BKV. Resultatet kommer att svaras ut med ny enhet, IU/ml i stället för kopior/ml. Övriga provmaterial analyseras endast kvalitativt.

Bytet av analysmetod innebär också att det krävs en större provvolym än tidigare för att kunna utföra dessa analyser. Använd EDTA-röret enligt nedan för att garantera att blodvolymen är tillräcklig om flera virusanalyser önskas på samma rör.



Plasma; EDTA-rör 7 mL (blodvolym 6 mL) med lila kork
Artikelnummer: 12706

Vänligen se till att denna information når provtagande personal och övriga berörda.

För mer information, se provtagningsanvisningarna.
Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi.