



SORTIMENTSÖVERSIKT


Manuella rullstolar för vuxna


Transportrullstolar


Transit III	Vårdarbroms. X-ramchassi.				
Transportrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	35 40 45 50 55 <i>utgående</i>	Framkant: 50 Bakkant: 49	135	Grå/svart	Se HMV:s hemsida för underlag samt sortimentskatalog i Sesam.
Modellen i bredd 55 cm är utgående hos leverantör. Återanvänds och levereras när den finns i HMV-lager.					


M 100 TR	Låg modell med vårdarbroms. X-ramchassi.				
Transportrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	40 45 50	Framkant: 42 Bakkant: 40	125	Grå/svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
Modellen är utgående hos leverantör. Återanvänds och levereras när den finns i HMV-lager.					


Allroundrullstolar

Cross 5, 3A	Bakhjulsdriven, avancerad modell. X-ramchassi.				
Allroundrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	35	Justerbar 34–51	135	Midnattsblå	Se HMV:s hemsida för underlag.
	37,5				
	40				
	42,5				
	45				
47,5					
50					
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.					


Cross 5, 3A med vårdarbroms	Bakhjulsdriven, avancerad modell. X-ramchassi.								
Allroundrullstol									
Etac									
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning				
	40	Justerbar 34–51	135	Midnattsblå	Se HMV:s hemsida för underlag.				
	45								
	50								
Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.									


Cross 6, 3A	Bakhjulsdriven, avancerad modell. X-ramchassi.				
Allroundrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	35	Justerbar 32–51	135	Svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
	37,5				
	40				
	42,5				
	45				
47,5					
50					
Ersättningskedja till Cross 5, 3A.					


Cross 6, 3A med vårdarbroms	Bakhjulsdriven, avancerad modell. X-ramchassi.				
Allroundrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	35 37,5 40 42,5 45 47,5 50	Justerbar 41–51	135	Svart	Se HVM:s hemsida för underlag.
Ersättningskedja till Cross 5, 3A.					


Cross 5, 3A XL	Bakhjulsdriven, avancerad modell. X-ramchassi.				
Allroundrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Höjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	47,5 50 52,5 55 57,5 60	Justerbar 40,5–51	160	Midnattsblå	Se HVM:s hemsida för underlag.

Aktiva rullstolar


Panthera S3	Bakhjulsdriven. Fast ramchassi.				
Aktiv rullstol					
Panthera					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	33 36 39 42 45 50	Framkant: 47 Bakkant: 43	100 (sittbredd 33–42) 150 (sittbredd 45–50)	Mattsvart	Leverantörens beställningsguide.
Leverantörens beställningsguide skickas tillsammans med blankett Hjälpmedelsbeställning till Kundtjänst.					


Panthera U3	Bakhjulsdriven med snäv knävinkel och insvängd front. Fast ramchassi.				
Aktiv rullstol					
Panthera					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	33 36 39 42 45	Framkant: 47 Bakkant: 43	100 (sittbredd 33–42) 150 (sittbredd 45)	Mattsvart	Leverantörens beställningsguide.
Leverantörens beställningsguide skickas tillsammans med blankett Hjälpmedelsbeställning till Kundtjänst.					


Panthera U3 Light, U3 Light L	Bakhjulsdriven med snäv knävinkel, insvängd front och låg chassivikt. Fast ramchassi.				
Aktiv rullstol					
Panthera					
 <i>U3 light</i>	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	33 36 39 42 45	Framkant: 47 Bakkant: 43	100	U3: Mattsvart	Leverantörens beställningsguide.
Leverantörens beställningsguide skickas tillsammans med blankett Hjälpmedelsbeställning till Kundtjänst.					

Panthera S3 Swing, S2 Swing	Bakhjulsdriven med sidosvängbara/avtagbara benstöd. Fast ramchassi.				
Aktiv rullstol					
Panthera					
 <i>S3 Swing</i>	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	36 39 42 45 50	Framkant 45 Bakkant 43	100 (sittbredd 33–42) 150 (sittbredd 45-50)	S3: Matt svart	Leverantörens beställningsguide.
Leverantörens beställningsguide skickas tillsammans med blankett Hjälpmedelsbeställning till Kundtjänst. S2-modellen är utgående och beställs endast via HVM-konsulent. Återanvänds och levereras när den finns i lager.					


Komfortrullstolar

Rea Azalea Assist Flex 3	Med vårdarbroms. Fast ramchassi.				
Komfort-/transportrullstol					
Invacare					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	39	40	135	Mörkblå/svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
	44	45			
	49	50			

Prio	Bakhjulsdriven med möjlighet till balansering av drivhjul samt sitstilt och ryggvinking. Brukarbroms. Fast ramchassi.				
Aktiv komfortrullstol					
Etac					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	40	Justerbar 38–52,5	135	Svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
	45				
	50				
55					

Rea Dahlia	Bakhjulsdriven med möjlighet till balansering av drivhjul samt sitstilt och ryggvinking. Brukarbroms. Fast ramchassi.				
Aktiv komfortrullstol					
Invacare					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	39	Justerbar 35–45	135	Svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
	44				
	49				

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.

Rea Azalea Flex 3	Bakhjulsdriven med brukarbroms och vårdarbroms samt sitstilt och ryggvinking. Fast ramchassi.				
Komfortrullstol					
Invacare					
	Sitsbredd cm	Sitshöjd cm	Maximal användarvikt kg	Färg chassi/klädsel	Beställning
	39	40	135	Mörkblå/svart	Se HMV:s hemsida för underlag.
	44	45			
	49	50			

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager.