

Sortiment antidecubitusmadrasser

Bäddmadrass i skummaterial, upp till sårgrad 2

Optimal 5zon BM

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek och	80 x 200 x 6 cm	21575
HMV art.nr:	85 x 200 x 6 cm	35788
	90 x 200 x 6 cm	20034
	105 x 200 x 6 cm	18905
	120 x 200 x 6 cm	19218



Beskrivning: Bäddmadrass som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t.o.m kategori 2. Placeras ovanpå befintlig basmadrass. Hygienöverdrag Olivia ingår. Brukarvikt: 1–150 kg.

OptiCell Soft Plus

Leverantör: Järven Healthcare www.jarven.se

Storlek och	80 x 200 x 13 cm	45922
HMV art.nr:	85 x 200 x 13 cm	45923
	90 x 200 x 13 cm	45924
	105 x 200 x 13 cm	45925
	120 x 200 x 13 cm	45926



Beskrivning: Statisk bäddmadrass som används förebyggande t.o.m. kategori 2. Placeras ovanpå befintlig basmadrass. Manuell inställning av pump efter brukarens vikt. Levereras komplett med hygienöverdrag, transportväska och pump. Brukarvikt: 0–230 kg.

Bäddmadrass i luft med pump, sårgrad 3

OptiCell 3NX V2

Leverantör: Järven Healthcare www.jarven.se

Storlek och	80 x 200 x 13 cm	46242
HMV art.nr:	85 x 200 x 13 cm	46243
	90 x 200 x 13 cm	46244
	105 x 200 x 13 cm	46245
	120 x 200 x 13 cm	46246



Beskrivning: Växeltrycksmadrass med växlande eller statiskt lågt tryck. Ställer automatiskt in sig efter vikt, längd, läge, rörelser och position. Placeras ovanpå befintlig basmadrass. Brukarvikt: 0–230 kg.

Ersättningsmadrass i luft och skum, sårgrad 3

CuroCell Area Zone

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek och	80 x 200 x 18 cm	45954
HMV art.nr:	85 x 200 x 18 cm	45955
	90 x 200 x 18 cm	45956
	105 x 200 x 18 cm	45957
	120 x 200 x 18 cm	45958



Beskrivning: Ersättningsmadrass som kombinerar luft och skum. Madrassen är självinställande och utan elektrisk pump. Levereras med hygienöverdrag och väska. Brukarvikt: 0–230 kg

Ersättningsmadrass i luft med kompressor, sårgrad 4

OptiCell 4 PRO

Leverantör: Järven Healthcare www.jarven.se

Storlek och	80 x 200 x 16 cm	45933
HMV art.nr:	85 x 200 x 16 cm	45934
	90 x 200 x 16 cm	45935
	105 x 200 x 16 cm	45936
	120 x 200 x 16 cm	45937



Beskrivning: Ersättningsmadrass som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4. Växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge, rörelser och position i sängen. Hälceller kan kopplas ur för extra avlastning. Levereras komplett med pump och transportväska. Brukarvikt: 0–210 kg.

Tillbehör

Optimal kilkudde/stödkil

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek: 70 x 26 x 15/5 cm

HMV art.nr: 34963

Beskrivning: Stödkil för positionering, stöd och avlastning. Används vid lägesändringar, förebyggande av trycksår och som ett hjälpmedel för att avlasta trycksår.



Madrassförlängning Optimal

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek: 90 x 20 cm

HMV art.nr: 46136

Beskrivning: Madrassförlängning för madrasser som är 13–15 cm höga. Placeras mellan madrass och sänggavel.



Solatium Distansmadrass

Leverantör: Comco AB www.comco.se

Storlek och	80 x 200 x 6 cm	45847
HMV art.nr:	85 x 200 x 6 cm	45848
	90 x 200 x 6 cm	45849
	105 x 200 x 6 cm	45850



Distansmadrass/förhöjningsdyna för placering under en bäddmadrass. Tänkt som tillbehör till bäddmadrass om den totala ligghöjden blir ett problem för brukare som behöver grind på sängen eller om sitthöjden blir för hög med standardmadrass.

Egenansvar

Solatium Maximal

Leverantör: Comco AB www.comco.se

Storlek och	80 x 200 x 13 cm	45843
HMV art.nr:	85 x 200 x 13 cm	45844
	90 x 200 x 13 cm	45845
	105 x 200 x 13 cm	45856
	120 x 200 x 13 cm	46148



Enkel basmadrass i kallskum som läggs direkt på sängbotten. Kan köpas till självkostnadspris i samband med förskrivning av hjälpmedelssäng. Brukarvikt: 0–150 kg.

Sortiment antidecubitusmadrasser

Bäddmadrass luft med pump, hög risk, sårgrad 3

CuroCell S.A.M. Pro *Utgående*

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek och	90 x 200 x 10 cm	41813
HMV art.nr:		
	Hygienöverdrag	
	Steel: 90 cm	41837
	Inneröverdrag soft: 90 cm	37013



Beskrivning: Statisk luftmadrass med effektiv tryckfördelning som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår tom kategori 2–3. Placeras ovanpå befintlig madrass.

Pump och hygienöverdrag Steel ingår.
Brukarvikt: 0–250 kg.

Ersättningsmadrass luft och skum, hög risk, sårgrad 3

Static Air HZ *Utgående*

Leverantör: Direct Healthcare Group www.directhealthcaregroup.com

Storlek och 90 x 198 x 15 cm 41806
HMV art.nr: 85 x 198 x 15 cm 42103

Beskrivning: Ersättningsmadrass med hög komfort och pumplös konstruktion. Förenar luft och skum. Luftceller i den unika lågtryckszonen för härlarna. Används förebyggande och behandlande tom kategori 3.

Väska ingår.
Brukarvikt: 0–254 kg.



Ersättningsmadrass, mycket hög risk, sårgrad 4

CuroCell Auto 420 *Utgående*

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Storlek och 80 x 200 x 20 cm 41810
HMV art.nr: 85 x 200 x 20 cm 41965

Hygienöverdrag
Olivia: 80 cm 41834

Beskrivning: Kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Pumpen ställer in sig automatiskt efter brukarens vikt, läge och position. Madrassen kan användas med växlande tryck eller med statiskt lågt tryck. Används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår tom kategori 4. Har utbytbara luftceller.

Pump och hygienöverdrag Olivia ingår.
Brukarvikt: 0–250 kg.

