

## Ändrat flöde för diagnostik av Puumalavirusinfektion

Från och med 2023-05-01 ändrar Klinisk mikrobiologi flödet för diagnostik av Puumalavirusinfektion. Det nya flödet innebär att diagnostik av Puumala sker med en kombination av analyser.

Vid beställning av s-Puumala i RoS utförs PCR som screening. PCR-positiva prover slutsvaras direkt, medan PCR-negativa prover preliminärsvras och därefter analyseras vidare med serologi.

Puumala IgM snabbtest (REAGENA) finns kvar, det beställs och utförs vid sidan av ovan nämnda flöde, på kundens begäran (under jourtid efter kontakt med virusjour).